

1患者専用 コストパフォーマンスの実現

呼吸療法用品シリーズ

Respiratory and Anesthesia Products Series

圧力を一定以下に制限し、肺の損傷を防ぐAPLバルブ付。


新生児用(吸引ポート付) ▶

気道内の分泌吸引の際に、患者から回路を外さずに、吸引ポートから吸引チューブが挿入できます。

用途	バッグ	吸引ポート	蛇管
新生児用	0.5L	●	φ15mm・30cm
小児用	1 L	●	
成人用	2 L		φ22mm・30cm


ジャクソン
リース **蘇生回路**

Jackson-Rees Breathing Circuits




ダブルスイーパルエルボ ▲
(新生児用・小児用に装備)

Effect of Cap Rotation on Relief Pressure Adjustment
tested in the upright position at 50LPM



Valve performance at FULLY CLOSED position

Resistance to Gas Flow
in cmH₂O



• Upright Position	56	57	58	59	60	59
• Inverted Position	54.4	55.3	56.3	57.3	58.5	58.1



アトムメディカル株式会社

東京都文京区本郷3-18-15 ☎03(3815)2311大代表

<http://www.atomed.co.jp>