

## 閉鎖式気管内吸引カテーテルトラックケア 72 に関するアンケート調査結果

愛媛県立中央病院救命救急センター-HCU

救急看護認定看護師 山下さつき

当院では、吸引操作の安全性・利便性また感染予防等を考え、一部の患者に閉鎖式気管内吸引カテーテルトラックケア 72 を使用している。今回、その使用頻度の高い病棟(本院ICU・救命センターICU・HCU)看護師にアンケート調査用紙を配布し、その使用意見をまとめたので報告する。76名に配布し、64名から回答を得た。(回答率 84%)

結果は、使いやすさという点では、全体の 77%が、使いやすいまたはまあまあ使いやすいと回答した。以前使用していた閉鎖式吸引カテーテルキットでは、ロックをするときにチューブをかむことがあり、使いにくさを感じるが多かった。しかし、現在使用しているトラックケア 72 では、ロック部分を以前のように回すことがないため、またカテーテルの先端が見えるためチューブをかむことがなくなり、この結果が得られたと考えられる。また、閉鎖式吸引と開放式吸引を比べると、吸引操作時間は閉鎖式吸引の方が短いという結果が得られた。これも、トラックケア 72 が回してロックを解除するというような手技がなく、吸引が必要ときに簡単に使用できるという点で、閉鎖式の方が吸引時間が短いと回答したと思われる。以前は、閉鎖式吸引では吸引の感覚がわかりにくいという声が聞かれた。しかし、今回のアンケートでは、ほぼ半数の 47%が慣れればわかると回答しており、使用頻度が高くなり慣れてくると、感覚もわかり特に問題がないと考えられる。吸引操作ではカテーテルを出し入れする際の抵抗感が気になると回答している看護師が 56%いた。より使いやすくなるためにメーカー側の対策または改良を期待している。これらの結果は、実際使用している看護師の使用してみたの意見・感想であり、エビデンスを示したものではない。今後、患者の安全・安楽を考えて吸引操作を行うために、これらの意見を参考に、調査・検討し、科学的根拠を示していく必要がある。

(1)トラックケア 72 は使いやすいですか？	
使いやすい	12 (19%)
まあまあ使いやすい	31 (48%)
使いにくい	21 (33%)

(2)トラックケア 72 には慣れましたか？	
慣れた	38 (59%)
慣れていない	26 (41%)

(3)トラックケア 72 と開放式気管内吸引とどちらがトータル吸引手技時間が短いですか？	
トラックケア 72	35 (55%)
開放式気管内吸引	18 (28%)
どちらも同じ	11 (17%)

(4)トラックケア 72 と開放式気管内吸引と比べて、良い点を選んでください。(複数選択可)	
①低酸素血症予防効果	45 (70%)
②感染予防効果	55 (86%)
③吸引手技時の手間削減	28 (29%)
④その他	2 (3%)

(5)トラックケア 72 で吸引時の感覚はわかりますか？	
わかる	12 (19%)
慣れればわかる	30 (47%)
わからない	22 (34%)

(6)トラックケア 72 吸引時、カテーテル出し入れの際、抵抗感は気になりますか？	
気にならない	10 (16%)
慣れれば気にならない	18 (28%)
気になる	36 (56%)



**NEW**

# トラックケア-72

★72時間の使用を可能にしました。

販売名: バラード トラックケア- プロダクツ 輸入承認番号: 21000BZY00332000

◆商品のお問い合わせは・・・

**CMI** Partner in Health Care  
**センチュリーメディカル株式会社**

本社 〒141-8588 東京都品川区大崎 1-6-4  
 PHONE: (03)3491-1785 FAX: (03)3491-1857  
 大阪支店: (06)4393-3100 名古屋営業所: (052)251-4400  
 福岡営業所: (092)752-5653  
<http://www.cmi.co.jp>