

【人工呼吸器 使用中点検記録】

部屋番号：		患者名：		機種名：				管理番号：		
点検項目		点検日時		/	/	/	/	/	/	/
		:	:	:	:	:	:	:	:	:
外観	1. 電源コード/プラグ									
	2. 酸素・空気配管									
	3. 回路の接続									
	4. フィルタ使用期限・汚損									
	5. 呼吸回路の汚損									
	6. 呼吸回路内貯留									
	7. 加温加湿器チャンバー水量レベル									
	8. 装置本体からの異音等									
設定	1. 換気モード									
	2. 吸入酸素濃度(F _I O ₂)									
	3. 1回換気量(VC)／吸気圧(PC)									
	4. 換気回数									
	5. 吸気時間(秒)									
	6. PEEP									
	7. プレッシャーサポート									
	8. トリガ感度									
	9. バックアップ設定									
実測	1. 呼気1回換気量									
	2. 呼気分時換気量									
	3. 最高気道内圧									
	4. プラトー圧(VC)									
	5. RR：換気回数									
	6. I:E比									
	7. PEEP									
	8. 温度（口元/チャンバ）	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	9. カフ圧（20～30 cmH ₂ O）									
アラーム	1. 高圧/低圧アラーム設定	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2. 1回換気量上限/下限設定	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. 高分時/低分時アラーム設定	/	/	/	/	/	/	/	/	/
備考										
点検実施者										

患者状態の確認事項

患者状態 確認項目	1. 胸の上がり								
	2. SpO ₂								
	3. HR								
	4. 血圧								
	5. 呼吸数								
	6. P _{ET} CO ₂								
	7. 気管チューブ挿入長(cm)								
	8. 呼吸様式								
	9. 呼吸困難								
確認者									