

■ Humphrey Field Analyzer 3



従来の測定プログラムに加えて、中心 24-2 の 10 度内に検査点 10 点を追加し SITA Faster を用いるプログラム 24-2C を搭載。

詳細情報はここから ▶

■ Humphrey FDT スクリーナー



Frequency Dubbling Illusion 現象を利用し、短時間の測定で M 細胞系の障害を検出する機能選択的視野計。

詳細情報はここから ▶

■ Humphrey MATRIX モデル 800



FDT の上位機種。視標サイズを小さくして HFA24-2、10-2 の検査相当部位への視標呈示も可能。

詳細情報はここから ▶

■ シラス HD-OCT Premium



FastTrac 網膜トラッキングシステムを搭載。緑内障におけるフォローアッププログラムも搭載。

詳細情報はここから ▶