



体重70kgの大人と20kgの子供。


使うのは、同じサイズのF-HMEですか。



ハイグロバックS-M (体重20kg以上用)



ハイグロボーイM (体重8~30kg以上用)



ハイグロベビーM (体重3~8kg以上用)

患者の呼吸量とF-HMEのポリウムバランス一つをとっても、体の大きな人と小さな人とは、それぞれに合わせてサイズを使い分けるべきだとダールは考えます。例えば、ダールのF-HMEは、新生児から大人までの体重にあわせて必要なフィルターを選べるシステムを採っています。それは、院内感染を含めた安全性と治療効果、そして経済性までを考慮して、治療にベストの製品をチョイスしていただきたいからです。

選択の広さは、クオリティの高さ。それが、ダールの思想です。



製品名	カタログ番号	容積(ml)	フロー抵抗cmH ₂ O(流量l/min.)	細菌除去効率	加温効果mg/l(VTml)	
					2時間後	2時間後
ハイグロバックS-M	352-5877	45	1.0 (30)	99.99%以上	30.6 (500)	30.9 (500)
ハイグロボーイM	355-5430	25	1.0 (15)	99.999%以上	32.3 (250)	31.6 (250)
ハイグロベビーM	355-5427	8	0.6 (5)	99.99%	30.0 (50)	30.2 (50)

承認番号 (04B輸) 第0321号

マリンクロット メディカル株式会社

麻酔・クリティカル ケア グループ

本社営業部/〒105 東京都港区虎ノ門4-3-13 秀和神谷町ビル Tel. 03-5470-9681 (代) Fax. 03-5470-9687

札幌/Tel. 011-241-3021 仙台/Tel. 022-291-2950 名古屋/Tel. 052-242-1277 大阪/Tel. 06-366-4541 福岡/Tel. 092-414-7601

●ご注文及び出荷のお問い合わせ先 Tel.03-5470-9665 (代) Fax.03-5470-9662