


CHIRON

人の、間に。

チバ・コーニングは、カイロンに社名が変わりました。

まだ、検体測定に 多くの時間をかける つもりですか。




承認番号：06B輸235号

カイロン800シリーズ血液ガスシステム

カイロン

860



860電極モジュール

全自動pH/血液ガス電解質グルコース分析装置

- 血液ガスから電解質、そしてグルコースまでワンショットで測れます。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリーの小型グルコース電極が、10~999mg/dLまでの測定を可能に。ICU、オペ室で実力を発揮します。

カイロン

850




850電極モジュール

全自動pH/血液ガス電解質分析装置

- 血液ガスの測定に加え、Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca²⁺を短時間に正確に同時測定することが可能です。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

カイロン

840



840電極モジュール

全自動pH/血液ガス分析装置

- どなたでも簡単に扱え、しかも正確なデータが得られる新時代血液ガス分析装置のベーシックモデル。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

- 採血器具を横置きに、しかも器械が判断して自動吸引。感染症などのリスクも回避しています。
- ウィンドウタイプの大型ディスプレイで操作手順・内容を表示します。
- 測定と並行して吸引口を自動洗浄。スタンバイモードでいつでも検体測定が可能です。

- 内蔵DMSでデータの登録・更新・検索処理も簡単です。
- 微量検体はスプリットモードのマニュアルの操作で測定。NICUなどにも最適です。
- 800シリーズは電極モジュールの交換でグレードアップができます。

カイロン株式会社

〒150 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 電話:03-3440-4881

東京支店:03-5496-4261 大阪支店:06-380-0333 札幌営業所:011-846-3255 盛岡営業所:0196-35-2651 仙台営業所:022-222-6296 北関東営業所:048-862-5050

長野営業所:0262-24-9901 名古屋営業所:052-778-6501 金沢営業所:0762-60-0311 広島営業所:082-295-8211 高松営業所:0878-51-5430 福岡営業所:092-474-3640