


1 患者専用

コストパフォーマンスの実現

呼吸療法用品シリーズ

Respiratory and Anesthesia Products Series

患者回路の接続で、PEEPを一定に維持できる。



患者回路・CPAPマスク・麻酔器などに、組み合わせが可能。

CPAP時の持続陽圧の変動を、最小限に抑える。

PEEPバルブ


2.5cm H₂O

5.0cm H₂O

7.5cm H₂O

10.0cm H₂O

PEEP VALVE 5.0cmH₂O




圧力を一定以下に制限し、肺の損傷を防ぐAPLバルブ付。

新生児用(吸引ポート付) ▶

ジャクソン リース 蘇生回路


用途	バッグ	吸引ポート	蛇管
新生児用	0.5L	●	φ15mm・30cm
小児用	1 L	●	
成人用	2 L		φ22mm・30cm



ダブルスウィーベルエルボ ▲
(新生児用・小児用に装備)

Effect of Cap Rotation on Relief Pressure Adjustment


tested in the upright position at 50LPM



Cap Rotation in Degrees

Valve performance at FULLY CLOSED position

Resistance to Gas Flow
in cmH2O



• Upright Position	56	57	58	59	60	59
• Inverted Position	54.4	55.3	56.3	57.3	58.5	58.1



アトムメディカル株式会社

東京都文京区本郷3-18-15 ☎03(3815)2311大代表

<http://www.atomed.co.jp>