



日本医大集中治療室式
Karolinska version

ECMO circuit





Pressure monitor

Gas Blender

Pump
Console

DLP

Pump Head


SvO2 monitor

Pressure Transducers

Oxygenator
NIPRO Biocube 6000

Water Heater

Priming circuit







MAQUET Rotaflow pump

ROTAFLOW Centrifugal Pump

[Home](#) » [Industry Forum](#) » [MAQUET Cardiovascular](#)

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET Cardiovascular

45 Barbour Pond Drive
Wayne, New Jersey 07470
United States
CSsurgery@maquet.com

1-800-631-8988
1-973-709-7000

[Product Link](#)



MAQUET Rotaflow Console



NIPRO Biocube 6000

ニプロ膜型人工肺 BIOCUBE (体外式膜型人工肺)



心臓を止めて手術を行う人工心肺術において、
肺の代わりとして血液のガス交換を行う医療機器です。

承認番号	ノンコーティング : 20100BZZ01147000 ヘパリンコーティング : 21300BZZ00011000
------	--

クラス分類	Ⅲ 高度
-------	------

製造販売元	ニプロ株式会社
-------	---------

Medtronic Bio-medicus cannulae



Medtronic

DLP® MEDTRONIC BIO-MEDICUS® CANNULAE FAMILY




Medtronic Biomedicus cannulae

Drainage cannulae

	BSA
19Fr 18cm	1.0 - 1.3
21Fr 18cm	1.3 - 1.6
(23Fr 25cm)	1.6 - 2.1
21Fr 50cm	0.9 - 1.2
23Fr 50cm	1.2 - 1.5
25Fr 50cm	1.5 - 1.8
27Fr 50cm	1.8 - 2.1
29Fr 50cm	2.1 -

Infusion cannulae

	BSA
17Fr 18cm	1.0 - 1.3
19Fr 18cm	1.3 - 1.6
21Fr 18cm	1.6 -



This cannulae is not approved in Japan

Pressure monitor

陽陰圧監視装置 人工心肺用圧力計

HPM-1


陽陰圧監視装置は、圧力トランスデューサーを内部に持ち、圧力ポートに接続された圧力を測定する空圧式のデジタル圧力計です。圧力の上限及び下限警報を有し、測定値がこの警報値を超えた場合、警報を発して知らせます。



Medtronic DLP Pressure display box



Gas Blender (O_2 CO_2)



SvO₂ monitor



Heat Exchanger



Other tools

3/8–3/8inch Luer connector (Medtronic)

1/2–1/2inch Luer connector (Medtronic)

1/2–3/8inch Luer connector (Medtronic)

3/8–3/8–3/8inch Y connector (Medtronic)

3/8–3/8–1/2inch Y connector (Medtronic)

1/2inch heparin coated tube

3/8inch heparin coated tube

1000ml Pressure bag

Puncture kit (Wire & dilator): PIKV
(Edwards life science)

連絡先



東京営業所

三浦 透


コスモテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 ツインビューお茶の水1F

TEL. 03-5802-3831 FAX. 03-5802-3881

携帯. 090-2609-3911 Email : miura@cosmotec.com

岡山大救急式



Gish S_vO₂ monitor


Gas Blender

Medtronic Bio-Console 550

Water Heater

Oxygenator
メラNHPエクセランNSH-R

Gyro Pump Head



ジャイロポンプ



京セラメディカル株式会社



外径(mm)	86
インペラー径(mm)	65
プライミングボリューム (ml)	40
質量(g)	124
流入出ポート径(インチ)	3/8
材質	ポリカーボネート
原理	羽根の回転
ヘパリンコート	無

Bio-Console® 560

The Bio-Console® Speed Controller System continues to provide significant advantages for the patient, the surgeon and the perfusionist as newer bypass technologies evolve and your circuits continue to become smaller and more compact.





メラNHPエクセランNSH-R

(ヘパリンとシリコーンのWコーティングを施した人工肺)



酸素加部と熱交換器部が独立して360° 回転。



■ポロプロピレン膜

■シリコーンコーティング膜

中空糸膜表面の電顕観察写真

連絡先

泉工医科工業株式会社

中四国支店
岡山営業所
主任 臨床工学技士

鈴木 清 治

岡山市北区下中野1230-5 ☎700-0973

T E L 086-805-0037

F A X 086-805-0160

携 帯 090-4204-5360

E-mail suzuki-s@mera.co.jp

社 東京都文京区本郷3-23-13 ☎113-0033

URL <http://www.mera.co.jp>



本

社