

## ヒト成長ホルモン製剤・特徴一覧

企業名 (コールセンター)	薬剤名	規格	使用 期限	薬剤の性状 (溶解操作の有無)	専用注入器	注入器の電池 電源に関する情報	専用注射針
ノボ ノルディスク ファーマ 株式会社  0120-180-363 (月～金) 祝日・会社休日を除く  0120-359-516 (夜間及び 土日・祝日・会社休日)	ノルディトロピン® フレックスプロ® 注 	5mg 10mg 15mg	使用後 35日	液状品 (溶解操作不要)	- (薬剤一体型のため 専用注入器不要)	-	JIS A型
ファイザー株式会社  0120-303-415 24時間365日	ジェトロピン® TC 	5.3mg 12mg	溶解後 4週間	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ジェトロピンペン® G 	電池を内蔵するため、 製造日から3年 (使用開始から2年) を耐用年数とする。	JIS A型
	ジェトロピン® ゴークイック 	5.3mg 12mg	溶解後 4週間	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	- (薬剤一体型のため 専用注入器不要)	-	JIS A型
JCRファーマ株式会社  0800-888-4001 (フリーダイヤル)  オペレーター対応 9:00～22:00 (土・日・祝日・ 会社休日を除く)  留守番電話対応 22:00～9:00 (翌営業日に ご連絡いたします)	グロウジェクト® 皮下注 	6mg 12mg	使用後 35日	液状品 (溶解操作不要)	グロウジェクター® L 	専用充電台にて充電。 初回の用量設定から 3年を耐用年数とする。	JIS A型
	グロウジェクト® BC注射用 	8mg	溶解後 42日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	BDペンジェクター™ 3 	-	JIS A型
	グロウジェクト® 注射用 	8mg	溶解後 42日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	グロウジェクター® 2 	専用充電台にて充電。 初回の用量設定から 3年を耐用年数とする。	JIS A型
ツインジェクター® EZ II 	針なしシリンジ						
	針なしシリンジ						
日本イーライリリー 株式会社  0120-245-970 (月～土 8時45分～22時) 祝祭日・当社休日を除く	ヒューマトローブ® 注射用 	6mg 12mg	溶解後 38日	凍結乾燥品 (溶解操作必要)	ヒューマトローペン® 	-	JIS A型
サンド株式会社  0120-062-256 (月～金 薬剤に関して: 9時 ～17時、シュアパルに関し て: 8時30分～22時30分) 祝日・会社休日を除く	ソマトロピンBS皮下注「サンド」シュアパル 	5mg 10mg	使用後 28日	液状品 (溶解操作不要)	シュアパル® 	-	JIS A型

JIS A型専用注射針	ペンニードル®*
	BDマイクロファインプラス™
	ナノパス®
	BDマイクロファイン™プロ

※ペンニードル® プラス32G 4mm は以下の注射用補助具(針隠し)との組み合わせでは使用できません。  
(2020年4月現在)

- ・ジェトロピンペン® G 『ペンカバー』 (ファイザー株式会社)
  - ・ヒューマトローペン® 『針隠しカバー』 (日本イーライリリー株式会社)
  - ・シュアパル® 『針隠し』 (サンド株式会社)
- \*注射用補助具(針隠し)を使用されない場合はお使い頂けます。

- 使用に際しては医師の指示に従ってください
- 専用注入器および専用注射針をお使いください