

CHIRON

人の、間に。

まだ、検体測定に
多くの時間をかける
つもりですか。




カイロン800シリーズ血液ガスシステム

承認番号：06B輸235号

カイロン

860




860電極モジュール

全自動pH/血液ガス電解質グルコース分析装置

- 血液ガスから電解質、そしてグルコースまでワンショットで測れます。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリーの小型グルコース電極が、10~999mg/dlまでの測定を可能に。ICU、オペ室で実力を発揮します。

カイロン

850




850電極モジュール

全自動pH/血液ガス電解質分析装置

- 血液ガスの測定に加え、Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺を短時間に正確に同時測定することが可能です。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

カイロン

840



840電極モジュール

全自動pH/血液ガス分析装置

- どなたでも簡単に扱え、しかも正確なデータが得られる新時代血液ガス分析装置のベーシックモデル。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

- 採血器具を横置きに、しかも器械が判断して自動吸引。感染症などのリスクも回避しています。
- ウィンドウタイプの大型ディスプレイで操作手順・内容を表示します。
- 測定と並行して吸引口を自動洗浄。スタンバイモードでいつでも検体測定が可能です。

- 内蔵DMSでデータの登録・更新・検索処理も簡単です。
- 微量検体はスプリットモードのマニュアルの操作で測定。NICUなどにも最適です。
- 800シリーズは電極モジュールの交換でグレードアップができます。

カイロン株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 電話:03-3440-4881

東京支店:03-3440-7666 大阪支店:06-6380-0333 札幌営業所:011-846-3255 盛岡営業所:019-635-2651 仙台営業所:022-304-1468 北関東営業所:048-862-5050
長野営業所:026-224-9901 名古屋営業所:052-778-6501 金沢営業所:076-260-0311 広島営業所:082-295-8211 高松営業所:087-851-5430 福岡支店:092-474-3640

「人の、間に。」は当社の登録商標です。