

# CIBA-CORNING

人の、間に。

## まだ、検体測定に 多くの時間をかける つもりですか。




### チバ・コーニング800シリーズ血液ガスシステム

承認番号：06B輸235号

チバ・コーニング

# 860



860電極モジュール

#### 全自動pH/血液ガス電解質グルコース分析装置

- 血液ガスから電解質、そしてグルコースまでワンショットで測れます。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリーの小型グルコース電極が、10~999mg/dlまでの測定を可能に。ICU、オペ室で実力を発揮します。

チバ・コーニング

# 850




850電極モジュール

#### 全自動pH/血液ガス電解質分析装置

- 血液ガスの測定に加え、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{Ca}^{++}$ を短時間に正確に同時測定することが可能です。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

チバ・コーニング

# 840



840電極モジュール

#### 全自動pH/血液ガス分析装置

- どなたでも簡単に扱え、しかも正確なデータが得られる新時代血液ガス分析装置のベーシックモデル。
- メンブラン交換のいらぬメンテナンスフリー電極採用。

- 採血器具を横置きに、しかも器械が判断して自動吸引。感染症などのリスクも回避しています。
- ウィンドウタイプの大型ディスプレイで操作手順・内容を表示します。
- 測定と並行して吸引口を自動先浄。スタンバイモードでいつでも検体測定が可能です。

- 内蔵DMSでデータの登録・更新・検索処理も簡単です。
- 微量検体はスプリットモードのマニュアルの操作で測定。NICUなどにも最適です。
- 800シリーズは電極モジュールの交換でグレードアップができます。

### チバ・コーニング・タイアクノステックス株式会社

〒150 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 電話：03-3440-4881

札幌営業所：011-846-3255 盛岡営業所：0196-24-2751 仙台営業所：022-222-6296 東京支店：03-5496-4261 長野営業所：0262-24-9901 名古屋営業所：052-852-7333  
金沢営業所：0762-60-0311 大阪支店：06-380-0333 広島営業所：082-295-8211 高松営業所：0878-51-5430 福岡営業所：092-474-3640