


NEWPORT COMPASS

患者換気モニター コンパスVM200

呼吸管理をより安全に、より確実に！
バックアップ換気機能がついて、
さらにグレードアップ!!

コンパスVM200はニューポート・ベンチレーター
 モデルE200 “ウェーブ” 専用に開発された呼吸
 換気量、吸入酸素濃度モニターです。

E200本体横に取り付けるだけで簡単に使用
 できます。



○ コンパスを使用する際にはニューポートE200の専用カート (Cat. No. CRT200A) が必要になります。



◆ 換気量測定

最新のホットフィルム方式を採用しています。
 測定精度は1~2,000mlの範囲で、わずか±5%
 です。

◆ パラメーター

呼吸1回換気量、呼吸分時換気量、I:E比、
 吸入酸素濃度、呼吸流速の5種類の計測が切り
 換えにて表示可能です。

- ・BIAS FLOW (連続流) の影響を受けない正確な換気量測定。
- ・簡単かつスムーズな校正。
- ・分時換気量、吸入酸素濃度に関する2種類の警報機能による高い安全性。
- ・流量ランプの監視によりauto-PEEP、呼吸回路のリークも検出できます。

02B輪第0671号



株式会社 東機貿

本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
 ☎03(3586)1421 FAX03(3586)1420

東 京 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
 ☎03(5762)3011 FAX03(5762)3021
 技術センター ☎03(5762)3006 FAX03(5762)3036
 札幌 ☎011(717)0350 FAX011(758)3901
 仙台 ☎022(275)5952 FAX022(273)3392
 名古屋 ☎052(775)7800 FAX052(775)7830
 大阪 ☎06(308)8311 FAX06(308)8353
 九州 ☎092(271)4695 FAX092(271)4669

NMI

NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS, INC.


新製品

新たに
3種類
加わった




アクアプラス ニューモイストAQUA+™人工鼻

回転自在 (Swivel design) のニューモイスト アクアシリーズ
AQUA+FH、AQUA+H、AQUA+F



ドライガスのサンプリングが可能です。
ガスサンプリングポート

- ハウジング自体のアングル調節により呼吸回路の動きに柔軟性を与え、患者の安全と快適さを最大限にひきだします。
- 全てのモデルにガスサンプリングポートが付いています。
サンプルするガスは、一切、水の影響は受けなため正確なCO₂、麻酔ガスのモニタリングが使えます。
- AQUA+FH、AQUA+Fでは、99.9%以上のバクテリア除去効果を保ちます。
- 本品は **フィルター** としても機能します。



回転自在
のニューモイスト
アクアプラス

承認番号4B輸 第1267号



TOKIBO
CO.,LTD.

株式会社 東機質

本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
☎03(3586)1421 FAX 03(3586)1420

東京	東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
技術センター	☎03(5762)3011 FAX03(5762)3021
札幌	☎03(5762)3006 FAX03(5762)3036
仙台	☎011(717)0350 FAX011(758)3901
名古屋	☎022(275)5952 FAX022(273)3392
大阪	☎052(775)7800 FAX052(775)7830
九州	☎06(308)8311 FAX06(308)8353
	☎092(271)4695 FAX092(271)4669