

この小ささで この機能！

- ガス駆動の蘇生用ベンチレータです。
- CT検査中の呼吸管理にも最適です。
- ダイヤモンドと調節呼吸／ダイヤモンドの選択可能です。



蘇生用ベンチレータ **パラパック2D** ニューパック社

承認番号：4日輸 第189号

主な仕様

呼 吸 回 数	8～40回／分	一 回 換 気 量	70～1300ml	酸素濃度	45または100%
吸 気 流 量	5.2～52 L／分	最高気道内圧	20～80cmH ₂ O	本体重量	2.8kg
ダイヤモンドフロー	－2cmH ₂ Oで作動	本 体 寸 法	92mm (H) × 220mm (W) × 162mm (D)		

■お問い合わせ先 本社事務所名古屋営業所

日本メディコ株式会社

名古屋市名東区一社1-87(ユウトクビル) 〒465 TEL. (052) 701-6128

■輸入・販売元

メドノーバ株式会社

名古屋市名東区一社1-78(名昭ビル) 〒465 TEL. (052) 703-7501

●札幌 (011) 221-8550
●仙台 (022) 264-3371
●東京 (03) 3816-3367
●神奈川 (0427) 99-5490
●新潟 (025) 244-5624
●大阪 (06) 941-3813

●南大阪 (0722) 21-9442
●神戸 (078) 361-9180
●岡山 (0862) 41-5679
●広島 (082) 273-9000
●福岡 (092) 473-7687

—MRI 対応ベンチレータ— ベンチパック5MRI

ニューパック社

- 音の静かなガス駆動式
- 小型軽量ですのでCT室や患者搬送にも最適
- 麻酔用ベンチレータとしても使用可能
- ニュートンバルブを用いると新生児用にも使用可能



■仕様

呼吸回数：10～85回/分
一回換気量：50～2000ml
吸気流量：15～60L/分
吸気時間：2.0～0.2秒
呼気時間：4.0～0.5秒
本体寸法：(H) 92mm
(W) 220mm
(D) 162mm
本体重量：2.4kg

承認番号：4B輸 第801号

■お問い合わせ先 本社事務所名古屋営業所
日本メディコ株式会社
名古屋市名東区一社1-87(ユウトクビル) 〒465 TEL. (052) 701-6128

■輸入・販売元
メドノーバ株式会社
名古屋市名東区一社1-79(第六名昭ビル2F) 〒465 TEL. (052) 703-7501

●札幌 ☎(011) 221-8550
●仙台 ☎(022) 264-3371
●東京 ☎(03) 3816-3367
●神奈川 ☎(0427) 99-5490
●新潟 ☎(025) 244-5624

●大阪 ☎(06) 941-3813
●南大阪 ☎(0722) 21-9442
●神戸 ☎(078) 361-9180
●岡山 ☎(0862) 41-5679
●広島 ☎(082) 273-9000
●福岡 ☎(092) 473-7687